

# XO FLEX

2020 EDITION

Esta unidad de tratamiento dental  
XO FLEX es para usted que se  
esfuerza en realizar tratamientos de  
alta calidad en pacientes seguros  
y tranquilos, al tiempo que protege  
su salud y trabaja con la máxima  
productividad.









**ODONTOLOGÍA  
EXTRAORDINARIA**

# SU MEJOR INVERSIÓN EN EQUIPOS DENTALES

Como propietario de una clínica dental, usted espera un alto retorno de su inversión en equipos.

XO CARE tiene casi 70 años de experiencia en la fabricación de soluciones de tratamiento dental extraordinarias.

La edición XO FLEX 2020 nace de esta larga tradición de diseño y fabricación.

Utilizamos solo los mejores materiales y acabados cuando fabricamos nuestras unidades.

Además, ofrecemos tres años de garantía. Esa es su garantía para mucho tiempo de actividad y una larga vida útil.

XO FLEX es igualmente adecuado para trabajar a dúo ahorrando tiempo o para trabajar solo ahorrando costes.

El tamaño compacto permite instalar la unidad en un gabinete de tan solo 8m<sup>2</sup>, lo que también ahorra costes.

La ergonomía es un elemento clave cuando diseñamos unidades. Con XO FLEX se sienta, ve y trabaja bien. Todo al mismo tiempo. Su garantía para estar menos días enfermo y tener una vida profesional activa mas larga.

Como novedad, el soporte de la manguera de aspiración XO Ambidex hace posible que los dentistas diestros y zurdos trabajen de manera óptima con la edición XO FLEX 2020.

Con XO FLEX atrae a mas pacientes. No solo por el diseño moderno y limpio, sino también porque la unidad le ayuda a brindar a los pacientes una experiencia segura y cómoda.

Finalmente, XO FLEX es la herramienta mas importante para proporcionar el mejor cuidado dental posible. Puede concentrarse en la tarea en cuestión sin ser molestado. Todo el día. Todos los días. Durante muchos años.

Lea este libro de texto y vea mas detalles.

Atentamente.

XO CARE A/S







**TRATAMIENTOS  
DENTALES  
DE LA MAS  
ALTA CALIDAD**

# ATENCIÓN

## Manos libres

Concéntrate en su trabajo en la cavidad oral mientras maneja la unidad, los instrumentos de la unidad, el sillón del paciente, la luz, etc, con el pedal.

## Instrumentos adecuados a mano

Manténgase concentrado en el tratamiento ya que no necesita mirar hacia otro lado para alcanzar los instrumentos de la unidad. Se colocan sobre el pecho del paciente dentro de su visión periférica y de la de sus asistentes.


## Clara visión de su trabajo

Un soplido automático y eficiente limpia y seca el área de trabajo cada vez que un instrumento se detiene.

Esta característica reduce significativamente la cantidad de veces que necesita cambiar de un instrumento dinámico a la jeringa. Obtiene un control visual claro y más concentración en la tarea en cuestión.








# GESTIÓN DE CALIDAD

## La gestión de la calidad comienza con sus instrumentos

Usted ajusta el rendimiento de cada instrumento individual de la unidad, lo que le permite alcanzar el nivel de calidad deseado.

Cuando por ejemplo, trabaja con un micro motor, usted elige entre tres rangos de velocidad, lo que facilita la selección de la velocidad exacta que necesita.

Como característica exclusiva de XO, también puede ajustar la cantidad de agua pulverizada. Aplicar la cantidad correcta de agua pulverizada es esencial. Muy poco y corre el riesgo de necrosis tisular, demasiado y su campo de visión se verá interrumpido.





**XO ODONTOSON 360**

SN|000065

# INSTRUMENTOS EXTRAORDINARIOS

## **XO ODONTOSON 360**

Un aparato de tartrectomía por ultrasonidos altamente eficaz a la vez que delicado que produce un impacto uniforme en todas las superficies del diente a 360 grados.

Gracias al movimiento circular de la punta de titanio, accede a todas las superficies sin tener que torcer la mano o cambiar de instrumento.

Utilice XO ODONTOSON 360 con la solución antimicrobiana o salina estéril suministrada por XO Peristaltic Pump.

## **XO ODONTOCURE**

Se trata de una nueva y versátil lámpara de polimerización LED con una potencia de salida muy elevada que favorece la reducción del tiempo de endurecimiento, con tres niveles preestablecidos de endurecimiento y una función de inicio suave.

**XO ODONTOCURE** SN 000044



# XO AMBIDEX

Coloque el nuevo soporte de la manguera de aspiración XO Ambidex donde desee y trabaje con la mano derecha, izquierda, SOLO o a DUO.

Después del uso, las boquillas de aspiración volverán automáticamente al soporte de la manguera de aspiración.





# INDIVIDUALIDAD

Una unidad dental XO no es solo una unidad de tratamiento- Es su entorno de trabajo individual, que refleja su gusto y sus preferencias por las funcionalidades.

La silla del paciente se suministra en blanco o en uno de los siete colores opcionales. Los cojines de la silla están disponibles en diez colores / acabados atemporales.

Visite el configurador de color en [xo-care.com](http://xo-care.com) y descubra la gama completa de posibilidades y combinaciones.

Configure su unidad XO FLEX con hasta seis instrumentos seleccionados de la gran variedad de instrumentos; elija entre sistemas de aspiración húmedos o secos; diferentes tipos de mesas de instrumentos de mano; conectores rápidos; pantallas HD y adaptadores de rayos X.

Vea todos los detalles en [xo-care.com](http://xo-care.com).



Escanee el código QR y configure los colores de su propio XO FLEX.





**PACIENTES  
SEGUROS  
Y  
TRANQUILOS**

# PRIMERO SEGURIDAD

## Luchando contra la contaminación cruzada

Con XO FLEX maximiza la protección contra la contaminación cruzada. El manejo de toda la unidad y el sillón es manos libres, funcionan con el pedal.

Todo lo que usted y su asistente hayan tocado durante el tratamiento se puede extraer y desinfectar o esterilizar en autoclave. Todas las superficies son lisas y fáciles de limpiar, y las partes metálicas de la unidad cuentan con un innovador revestimiento antibacteriano.

## Protección de los sistemas de agua y aspiración

XO FLEX presenta múltiples soluciones potentes para proteger contra la contaminación del agua y los sistemas de aspiración.

La desinfección de agua XO previene la acumulación de biopelícula en el sistema de agua.

La desinfección de la aspiración de XO desinfecta las aspiraciones y las mangueras de aspiración.

El soplido automático evita la retracción de los líquidos en las líneas de agua.





**XO SUCTION DISINFECTION**

For use with XO Workstations

XO Suction Disinfection is a highly effective preparation for the air-borne disinfection (decontamination) of suction and VC care separator.

DANGER: May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Wear eye protection, gloves and breathe protection as appropriate.

IP 65 (V3) This product is not for use in wet areas and may be used in outdoor areas if used with appropriate protection. Store in a cool, dry place. Keep container tightly closed. Dispose of contents according to instructions or special waste collection point.

Ingredients: Sodium hypochlorite solution (1000 mg/l) 0.5% (w/v) (5.25% NaOCl) 1000 mg/l

**XO CARE A/S**  
Høvedvej 11  
2070 Fredericia  
Denmark  
info@xo-care.com  
xo-care.com

600 ml



# COMODIDAD MÁXIMA DEL PACIENTE

XO FLEX está diseñado para una experiencia óptima de comodidad del paciente.

El perfecto soporte del cuello y brazos del paciente hacen al sillón del paciente de XO FLEX extremadamente cómodo.

Para completar la experiencia de comodidad, la unidad dispone de una bandeja para que el paciente deposite sus objetos personales como llaves y gafas durante el tratamiento.




# XO COMFORT

## **Tapizado XO Confort**

El sillón del paciente puede ser suministrado con XO Tapizado Comfort transpirable.

## **Ternura**

Como una opción, la tapicería viene en una opción suave con las puntadas vistas y espuma tierna que se ajusta a la silueta del cuerpo del paciente.



# CONFIANZA DEL PACIENTE

## Diseño que ayuda a que el paciente sienta confianza

Con XO FLEX se gana la confianza del paciente ya que los instrumentos de la unidad están fuera de su vista, “estacionados” a la izquierda del sillón antes y después del tratamiento.

El paciente tampoco verá los instrumentos durante el tratamiento, ya que se colocan fuera de su vista, sobre el pecho del paciente.

Por favor, consulte también las páginas 42 y 43.







**SENTARSE BIEN**

**VER BIEN**

**TRABAJAR BIEN**

**TODO AL MISMO TIEMPO**

# SENTARSE BIEN

## **Siéntese erguido, con una posición equilibrada**

XO SEAT está diseñado para permitirle sentarse en posición equilibrada erguida durante los tratamientos, sin tensiones innecesarias para su cuerpo, cuello o cabeza, hora tras hora, día tras día.

XO SEAT se puede tapizar con tela XO Comfort que permite que su piel respire.







# VER BIEN

La Lámpara de trabajo XO se basa en la tecnología LED de segunda generación y está provista de un reflector que produce una luz potente y sin sombras.


Desarrollamos la lámpara de trabajo XO con un brazo de trabajo extremadamente largo y suspendemos la cabeza de la lámpara con uniones que permiten al profesional manipular la cabeza de la lámpara sobre 3 ejes ortogonales. Esto garantiza que el haz de luz sea siempre paralelo a la dirección de su visión.

# SENTARSE BIEN Y VER BIEN – AL MISMO TIEMPO


Una característica única de XO FLEX es que es posible sentarse bien mientras ve bien.


El dentista puede trabajar en posiciones de 9 a 12 en punto, con mucho espacio también para su asistente.

El reposa cabezas del paciente permite colocar la cabeza del paciente en seis posiciones diferentes. Esto combinado con la flexibilidad de trabajar en posiciones de 9 a 12 en punto, proporciona al operador la mejor visión posible de la superficie de cada diente sin girar ni forzar el cuello, la columna vertebral o la parte superior del cuerpo.









## TRABAJAR BIEN

El equipo dental funciona bien cuando tanto el dentista como el asistente pueden alcanzar los instrumentos de la unidad sin apartar la vista de la cavidad oral; Cuando el asistente puede entregar instrumentos de la unidad y de mano, así como materiales al dentista y ayudar a cambiar los contra-ángulos y fresas, etc... Mientras usa la aspiración. Todo esto es posible con XO FLEX.

Una de las características ergonómicas mas importantes de la unidad XO FLEX son los instrumentos de la unidad perfectamente equilibrados. Sin tirar ni arrastrar. Los instrumentos son "ingrávidos".



**MÁXIMA  
PRODUCTIVIDAD**

# AHORRE TIEMPO Y COSTES

## Verdadero trabajo a dos y cuatro manos.

Con XO FLEX, usted decide cuando trabajar solo o en tándem con su asistente. de cualquier forma, tiene acceso rápido y fácil a los instrumentos, aspiración y materiales- todo con la máxima concentración y eficiencia.

Esto le ahorra tiempo, aumenta su productividad y reduce sus costes operativos.





# ATRACTIVO

## **Ganador de premio de diseño**

XO FLEX es la pieza central de su clínica. El diseño limpio, atemporal y funcional de XO FLEX refleja no solo la calidad de la unidad, sino que también es un testimonio de su juicio profesional y buen gusto.

Los productos XO han recibido premios de diseño daneses e internacionales.





CE 2460

Todos los derechos reservados.

XO es una marca registrada.

© XO CARE A/S 2019

Los productos que se muestran en este catálogo están destinados a ser utilizados por profesionales dentales para procedimientos de odontología humana.

Consulte los detalles técnicos y legales del producto en [xo-care.com](http://xo-care.com).

Edición XO FLEX 2020.

Sujeto a cambios.

**XO CARE A/S**  
Copenhagen  
Denmark

Usserød Mølle  
DK 2970 Hørsholm  
xo-care.com  
info@xo-care.com  
+45 70 20 55 11

